


優れたペプチドおよび タンパク質溶液

- ・ ペプチド製造における 20 年以上の経験
- ・ 迅速なスループット、高品質の製造
- ・ プロジェクトのニーズに合わせたカスタマイズされたサプライ計画
- ・ 可能性に関する無料相談
- ・ スケールアップと cGMP 製造へのスムーズな移行
- ・ プロジェクト期間全体のプロジェクト管理と顧客ケアの重視



ペプチド合成 サービス

R & D プログラムを
サポートする幅広い
技術的ソリューション

カスタム合成

- ペプチド抗原
- タンパク質マッピング
- 標識ペプチドプローブ
- ペプチド治療の候補スクリーニングと開発

挑戦目標

- 200 をこえるアミノ酸長鎖ペプチド
- 複数のジスルフィド架橋ペプチド
- 拘束性、環状、固定ペプチド

カタログ製品

- ケモカイン
- ヒストン
- 補体タンパク質
- ユビキチン化ペプチド

部位特異的ペプチド結合

- 小分子 API
- 細胞毒性
- 脂肪酸
- アルブミンや KLH などの運搬タンパク質
- 薬物送達技術に関する Albumedix™ とのコラボレーション
- PEG と他の半減期延長部分

ペプチド標識

- フルオロフォア
- 安定同位体
- ¹⁴C 標識

分析サポート

- HPLC、UPLC、MS、LC-MS、IC、GC、KF、ICP-MS などの最新の分析法の広範なプラットフォーム

どのお客様も、特有のニーズをお持ちです。
そこで、Almac は独自のソリューションを
開発しました。

これが ALMAC TOUCH™ です。



連絡先

英国

Almac Group
(グローバル本社)
20 Seagoe Industrial Estate
Craigavon
BT63 5QD
United Kingdom

peptides@almacgroup.com
+44 28 3833 2200

米国

Almac Group
(米国本社)
25 Fretz Road
Souderton, PA 18964
United States of America

peptides@almacgroup.com
+1 215 660 8500